

### ▼ INFORMATION SUR LE CENTRE DE RÉADAPTATION

# de Commande ou Soumission: \_\_\_\_\_  
 Contact ou Ergothérapeute: \_\_\_\_\_  
 Courriel: \_\_\_\_\_  
 Téléphone: \_\_\_\_\_ Télécopieur: \_\_\_\_\_  
 Nom du Centre: \_\_\_\_\_  
 Ville: \_\_\_\_\_  
 Lieu d'expédition: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Ville: \_\_\_\_\_  
 Province: \_\_\_\_\_ Code Postal: \_\_\_\_\_  
 Bénéficiaire: \_\_\_\_\_  
 Poids du bénéficiaire: \_\_\_\_\_  
 Taille du bénéficiaire: \_\_\_\_\_  
 Épaisseur du coussin d'assise: \_\_\_\_\_  
 Longueur du genou au talon: Gauche: \_\_\_\_\_ Droite: \_\_\_\_\_

Amylior se réserve le droit de ne pas procéder la commande sans les informations suivantes:

- Le nom ou numéro d'identification du bénéficiaire, ses dimensions et son poids.
- Amylior n'est pas responsable des erreurs ou différences de configurations résultantes d'une erreur de la part du client sur les bons de commande.
- Amylior va produire et fournir une confirmation de commande avec un sommaire des items sélectionner. Veuillez en prendre connaissance et révisé au besoin.
- Une fois la commande expédiée, toute modification est soumise à la politique de retour et pourrait être refusée.

**LES NOUVELLES PRÉCISIONS ET LES AJOUTS SONT INDIQUÉS EN ROUGE**

### ▼ SÉLECTION DE BASE MOTORISÉ

▲ La hauteur sol siège indiqué est prise au devant de l'assise en position basse à 0°. Seul la hauteur minimum (avec une tolérance de 1/4") est indiquée.

| ► Quickie   | ▼HSS avec Bascule | ▼HSS avec Combo | ▼ Electronique   |
|---|-------------------|-----------------|--|
| 323 <input type="checkbox"/> G1 <input type="checkbox"/> G2 | 16 1/4"           | 18 1/4"         | <input type="checkbox"/> VR2   |
| 747 <input type="checkbox"/> G1 <input type="checkbox"/> G2 | 16 1/2"           | 18 1/2"         | <input type="checkbox"/> R-Net 90 <input type="checkbox"/> R-Net 120 |

### ► Pride Quantum

▲ Un fauteuil avec le siège élévateur motorisé et l'électronique Q-Logic, la vitesse réduite requiert l'opération des options motorisés à travers la manette (SWTJSS, SWTJSD or SWTJSM).

▲ Q-Logic NE n'est pas compatible avec l'activation des options motorisés à travers la manette et n'offre pas de vitesse réduite avec le siège élévateur motorisé.

Q-Logic NE+ est seulement disponible avec l'activation de deux vérins à travers la manette. L'option est seulement compatible avec la bascule motorisé et/ou l'appui-jambes Central élévateur et Compensateur Motorisé, ou le siège élévateur motorisé et/ou l'appui-jambes Central élévateur et Compensateur Motorisé. Il est possible de contrôler 3 vérins ou plus avec l'utilisation du modulateur MAC. Cependant, cette option n'offre pas la possibilité de conduire à vitesse réduite avec le siège élévateur motorisé. Seulement l'interruption de la conduite est possible avec le siège élévateur et l'électronique NE+. L'activation des vérins avec le MAC est seulement possible avec un interrupteur ou bouton externe, et non à travers la manette.

|   | ▼HSS avec Bascule | ▼HSS avec Combo | ▼ Electronique   |
|---|-------------------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> Q6 Edge 2.0, EdgeZ | 17"               | 19"             | <input type="checkbox"/> Q-Logic NE <input type="checkbox"/> Q-Logic 2 |
| <input type="checkbox"/> Rival              | à confirmer       | à confirmer     | <input type="checkbox"/> Q-Logic NE+                                   |

| ► Invacare   | ▼HSS avec Bascule | ▼HSS avec Combo | ▼ Electronique  | ▼ Manette                              |
|--|-------------------|-----------------|---|--|
| TDX SP <input type="checkbox"/> GP 22 <input type="checkbox"/> GP 24     | 16 1/2"           | 19"             | <input type="checkbox"/> Mk690 <input type="checkbox"/> Mk690ACC  | <input type="checkbox"/> SPJ           |
| Storm 3G <input type="checkbox"/> Courte <input type="checkbox"/> Longue | 17"               | 19 1/2"         | <input type="checkbox"/> Mk6TT <input type="checkbox"/> Mk6 GTRAC | <input type="checkbox"/> MPJ / DISPLAY |

| ► Orthofab                       | ▼HSS avec Bascule | ▼HSS avec Combo | ▼ Electronique                            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> Oasis 2 | à confirmer       | à confirmer     | <input type="checkbox"/> Orthofab - R-net |

### ▼ INSTALLATION

|  |   |       |
|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> NOTE-IN-HOUSE | Fauteuil neuf - Installation chez Amylior   | S/F   |
|  | ▲ Le fauteuil est expédié chez Amylior directement du manufacturier.  |       |
| <input type="checkbox"/> NOTE-KIT      | Fauteuil déjà en possession du client   | S/F   |
|  | Spécifier le numéro de série du fauteuil: _____   |       |
| <input type="checkbox"/> RAMQ(MJ)      | Programmation et/ou Ajustements   | \$195 |
|  | ▲ Le fauteuil sera pris en charge par Amylior pour l'installation et/ou ajustements et sera retourné le plus rapidement possible. |       |

## ▼ SIEGE ET STRUCTURE DE POSITIONNEMENT SP-202

|                          |                |   |  |         |
|--------------------------|----------------|---|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SAABA</b>   | Structure de siège ajustable SP-202   |  | \$850   |
| <input type="checkbox"/> | <b>SAPTN</b>   | Bascule motorisé compensatrice de 50°<br>▲ Cette option inclus la structure de siege SP-202 (SAABA).  |  | \$2,545 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SAPRN</b>   | Dossier inclinable et compensateur motorisé<br>▲ Cette option inclus la structure de siege SP-202 (SAABA).<br>▲ Il est recommandé d'utiliser le coussin de dossier NXT avec l'option de dossier inclinable (NOACB or NOPCB)   |  | \$1,950 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SAPTPRN</b> | Bascule motorisé compensatrice de 50° avec Dossier inclinable et compensateur motorisé<br>▲ Cette option inclus la structure de siege SP-202 (SAABA).<br>▲ Il est recommandé d'utiliser le coussin de dossier NXT avec l'option de dossier inclinable (NOACB or NOPCB)  |  | \$3,645 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SAPES</b>   | Siège élévateur motorisé de 11" pour l'aide au transfer<br>▲ Cette option inclus la structure de siege SP-202 (SAABA).  |  | \$2,845 |
| <input type="checkbox"/> | <b>ADDPES</b>  | <b>Module - Ajout de Siège élévateur motorisé de 11" pour l'aide au transfer</b><br>▲ Cette option requiert la selection de SAPTN, SAPRN ou SAPTPRN   |  | \$1,995 |
| <input type="checkbox"/> | <b>ADDMR</b>   | <b>Module - Dossier inclinable et compensateur manuel</b><br>▲ Cette option requiert la selection de SAPTN, SAPRN ou SAPTPRN<br>▲ Il est recommandé d'utiliser le coussin de dossier NXT avec l'option de dossier inclinable (NOACB or NOPCB)<br>▲ La capacité de poids maximal de cette option est de 250lb. |  | \$335   |

## ▼ ELECTRONIQUE POUR SYSTEME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ - 1 OU 2 VÉRINS

|   |                    |   |  |       |
|---|--------------------|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>SAC</b>         | Modulateur pour système de positionnement a 1 motorisation  |  | STD   |
| <input type="checkbox"/>  | <b>DAC</b>         | Modulateur pour système de positionnement a 2 motorisations   |  | \$390 |
| <b>Avec le SAC ou DAC, veuillez faire la selection d'une activation dans les choix suivants</b> |                    |   |  |       |
| <input type="checkbox"/>  | <b>SWTOGGLE</b>    | Interrupteur a bascule pour activation simple (avec SAC) ou double (avec DAC)<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SAC) ou 2 (DAC) motorisations.  | <input type="checkbox"/> Bénéficiaire <input type="checkbox"/> Aidant                          | S/F   |
| <input type="checkbox"/>  | <b>SWPUSH1</b>     | Bouton Poussoir Simple (avec SAC)<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SAC) motorisation.  | <input type="checkbox"/> Bénéficiaire <input type="checkbox"/> Aidant                          | \$50  |
| <input type="checkbox"/>  | <b>SWPUSH2</b>     | Bouton Poussoir Double (avec SAC ou DAC)<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SAC) ou 2 (DAC) motorisations.   | <input type="checkbox"/> Bénéficiaire <input type="checkbox"/> Aidant                          | \$75  |
| <input type="checkbox"/>  | <b>SWTJSS</b>      | Activation du systeme de positionnement a 1 motorisation a travers le controle du fauteuil<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 1 (SAC) motorisation.   |  | \$525 |
| <input type="checkbox"/>  | <b>SWTJSD</b>      | Activation du systeme de positionnement a 2 motorisations a travers le controle du fauteuil<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 2 (DAC) motorisations.   |  | \$525 |
| <input type="checkbox"/>  | <b>SWTVR2</b>      | Activation du systeme de positionnement a 1 motorisation a travers le controle VR2 d'origine<br>▲ Cette option est compatible seulement avec l'option de bascule motorisé.<br>▲ Cette option requiert le controle P&G VR2 avec boite de commande 6 boutons de Quickie               |  | S/F   |
| <input type="checkbox"/>  | <b>EPSEL</b>       | Activation du systeme de positionnement a 1 motorisation a travers le controle R-Net 90A d'origine<br>▲ Cette option est compatible seulement avec l'option de bascule motorisé.<br>▲ Cette option requiert le controle P&G R-Net EL 90A avec boite de commande R-net EL de Quickie |  | N/C   |
| <input type="checkbox"/>  | <b>SWTMK6-ACCT</b> | Activation de la bascule a travers le controle MK690-ACC d'origine<br>▲ Cette option est compatible seulement avec l'option de bascule motorisé.<br>▲ Cette option requiert le controle MK690-ACC avec boite de commande SPJ-ACC, SPJ-PSS ou MPJ d'Invacare.                        | <input type="checkbox"/> SPJ-PSS <input type="checkbox"/> SPJ-ACC <input type="checkbox"/> MPJ | S/F   |

## ▼ ELECTRONIQUE POUR SYSTEME DE POSITIONNEMENT MOTORISÉ - 3 À 6 VÉRINS

|  |                 |   |   |         |
|--|-----------------|---|---|---------|
| <input type="checkbox"/>   | <b>MAC</b>      | Modulateur pour système de positionnement multiples (3 à 6 vérins)  |   | \$2,195 |
| <b>Avec le MAC, veuillez faire la selection d'une activation dans les choix suivants</b> |                 |   |   |         |
| <input type="checkbox"/>   | <b>SWMULTI</b>  | Interrupteur à bascule 4 directions pour activation quadruple<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 6 (MAC) motorisations.                                       | <input type="checkbox"/> Bénéficiaire <input type="checkbox"/> Aidant | N/C     |
| <input type="checkbox"/>   | <b>SWMULTIT</b> | Boitier a triple Interrupteur à bascule pour 5 activations<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 6 (MAC) motorisations.  | <input type="checkbox"/> Bénéficiaire <input type="checkbox"/> Aidant | N/C     |
| <input type="checkbox"/>   | <b>SWPUSH4</b>  | Bouton Poussoir à 4 positions (avec MAC)<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 6 (MAC) motorisations.  | <input type="checkbox"/> Bénéficiaire <input type="checkbox"/> Aidant | N/C     |
| <input type="checkbox"/>   | <b>SWPUSH5</b>  | Bouton Poussoir à 5 positions (avec MAC)<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 6 (MAC) motorisations.  | <input type="checkbox"/> Bénéficiaire <input type="checkbox"/> Aidant | N/C     |
| <input type="checkbox"/>   | <b>SWTJSM</b>   | Activation du systeme de positionnement à motorisations multiples à travers le controle du fauteuil<br>▲ Cette option requiert la selection du Modulateur pour système de positionnement a 6 (MAC) motorisations. |   | STD     |

## ▼ MONTURE POUR INTERRUPTEUR DU SYSTEME DE POSITIONNEMENT

|                          |             |   |  |     |
|--------------------------|-------------|---|--|-----|
| <input type="checkbox"/> | <b>TSML</b> | Installer l'interrupteur du cote gauche |  | N/C |
| <input type="checkbox"/> | <b>TSMR</b> | Installer l'interrupteur du cote droit  |  | N/C |

### ▼ MONTURE DE MANETTE DU FAUTEUIL

- SOSWJSM** Monture de manette escamotable, avec ajustement multi-axes en angle, profondeur et en hauteur \$178
- Installation standard - manette pivote vers l'exterieur du fauteuil horizontalement
  - Installation à 35° - manette pivote vers l'exterieur et vers le bas

### ▼ SUPPORT POUR MONTURE DE MANETTE

- JSMFH** Support de monture de manette fixe STD

### ▼ INSTALLATION DE LA MANETTE DU FAUTEUIL

- HML** Installer la manette du fauteuil du cote gauche
- HMR** Installer la manette du fauteuil du cote droit

### ▼ SIEGE PEDIATRIQUE AVEC AJUSTEMENTS EN LARGEUR DE 11" A 16"

- SOWN11-16** Ajustement en largeur de 11" à 16" avec une profondeur maximale de 16" N/C
- ▲ La hauteur sol siege augmente de 1/4" N/C

- 11" (SOWN11)       13" (SOWN13)       15" (SOWN15)
- 12" (SOWN12)       14" (SOWN14)       16" (SOWN16)

### ▼ SIEGE PEDIATRIQUE AVEC AJUSTEMENTS EN PROFONDEUR DE 11" A 16"

- 11" (SODN11)       13" (SODN13)       15" (SODN15)
- 12" (SODN12)       14" (SODN14)       16" (SODN16)

### ▼ SIEGE STANDARD AVEC AJUSTEMENTS EN LARGEUR DE 15" A 20"

- SOWN15-20-19** Ajustement en largeur de 15" à 20" avec une profondeur maximale de 19" N/C
- SOWN15-20-22** Ajustement en largeur de 15" à 20" avec une profondeur maximale de 22" (La profondeur minimal avec cette assise est de 18") \$265

- 15" (SOWN15)       17" (SOWN17)       19" (SOWN19S)
- 16" (SOWN16)       18" (SOWN18)       20" (SOWN20S)

### ▼ SIEGE LARGE AVEC AJUSTEMENTS EN LARGEUR DE 19" A 24"

- SOWN19-24-22** Ajustement en largeur de 19" à 24" avec une profondeur maximale de 22" (La profondeur minimal avec cette assise est de 18") \$562

- 19" (SOWN19L)       21" (SOWN21)       23" (SOWN23)
- 20" (SOWN20L)       22" (SOWN22)       24" (SOWN24)

### ▼ LARGEUR D'ASSISE HORS STANDARD AU DESSUS DE 25"

- SOWCUS** Largeur d'assise sur mesure Spécifier: \_\_\_\_\_ \$495

### ▼ SIEGE STANDARD ET LARGE AVEC AJUSTEMENTS EN PROFONDEUR DE 15" A 22"

- 15" (SODN15)       18" (SODN18)       21" (SODN21)
- 16" (SODN16)       19" (SODN19)       22" (SODN22)
- 17" (SODN17)       20" (SODN20)

Les profondeurs de 15", 16" et 17" ne sont pas disponible avec l'assise SOWN15-20-22 et SOWN19-24-22

### ▼ PROFONDEUR D'ASSISE HORS STANDARD AU DESSUS DE 22"

- SODCUS** Profondeur d'assise sur mesure Spécifier: \_\_\_\_\_ \$395

### ▼ HAUTEUR DES CANNES DE DOSSIERS

▲ La mesure des cannes est prise de la plaque d'assise au dessus de la poigné de poussée

- 16" (SOBCH16)       22" (SOBCH22)      ◀ 22" est la hauteur de canne minimum avec un dossier inclinable.
- 18" (SOBCH18)       24" (SOBCH24)
- 20" (SOBCH20)       26" (SOBCH26)

### ▼ HAUTEUR DES CANNES SUR MESURE AU DESSUS DE 26"

- SOBHCUS** Custom Back Cane Height Spécifier: \_\_\_\_\_ \$195

▼ ANGLE DU DOSSIER (Pour dossier fixe)

|                                |                              |  |     |
|--------------------------------|------------------------------|--|-----|
| <input type="checkbox"/> SOBAA | Faire une selection d'angle: | <input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 94° <input type="checkbox"/> 102° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> 118°<br><input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 98° <input type="checkbox"/> 106° <input type="checkbox"/> 114° <input type="checkbox"/> 122° | N/C |
|--------------------------------|------------------------------|--|-----|

▼ COUSSIN DE DOSSIER

|  |   |       |
|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> STDSB         | Dossier à structure rigide profilé - largeur de 11" à 19"<br>▲ L'espace minimum entre l'assise et le dossier est de 3" avec un dossier fixe et 6" avec un dossier inclinable  | \$405 |
| <input type="checkbox"/> STDSB/CUSTOM  | Dossier à structure rigide profilé - largeur de 20" à 24" Largeur: _____ Hauteur: _____<br>▲ L'espace minimum entre l'assise et le dossier est de 3" avec un dossier fixe et 6" avec un dossier inclinable  | \$466 |
| <input type="checkbox"/> STDSB/CUSTOM2 | Dossier à structure rigide profilé - largeur de plus de 24" Largeur: _____ Hauteur: _____<br>▲ L'espace minimum entre l'assise et le dossier est de 3" avec un dossier fixe et 6" avec un dossier inclinable  | \$525 |
| <input type="checkbox"/> NOACB-        | Dossier NXT OPTIMA, Hauteur Fixe avec Contour Thoracique (Largeur de 15" à 19")   | \$450 |
| <input type="checkbox"/> NOACB-        | Dossier NXT OPTIMA, Hauteur Fixe avec Contour Thoracique (Largeur de 20" à 24")<br>▲ La coquille de dossier est disponible à une hauteur de 13", 16" ou 19". L'espace minimum entre l'assise et le dossier est de 3" avec un dossier fixe et 6" avec un dossier inclinable      | \$500 |
| <input type="checkbox"/> NOACB-        | Dossier NXT OPTIMA DEEP, Hauteur Fixe avec Contour Thoracique (Largeur de 15" à 19")  | \$450 |
| <input type="checkbox"/> NOACB-        | Dossier NXT OPTIMA DEEP, Hauteur Fixe avec Contour Thoracique (Largeur de 20" à 24")<br>▲ La coquille de dossier est disponible à une hauteur de 13", 16" ou 19". L'espace minimum entre l'assise et le dossier est de 3" avec un dossier fixe et 6" avec un dossier inclinable | \$500 |
| <input type="checkbox"/> STDSBO        | Omettre le coussin de dossier Spécifier le modele de coussin utilisé: _____<br>▲ Il est recommandé d'utiliser le coussin de dossier NXT avec l'option de dossier inclinable (NOACB ou NOPCB).   | N/C   |

▼ HAUTEUR DU COUSSIN DE DOSSIER

▲ La mesure est prise de la plaque d'assise au dessus du coussin de dossier

|                                       |                                       |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 16" (SOBH16) | <input type="checkbox"/> 24" (SOBH24) |   |
| <input type="checkbox"/> 18" (SOBH18) | <input type="checkbox"/> 26" (SOBH26) |   |
| <input type="checkbox"/> 20" (SOBH20) | <input type="checkbox"/> 28" (SOBH28) | ◀ Cette hauteur n'est pas disponible avec le coussin de dossier NXT Optima (NOACB ou NOPCB) |
| <input type="checkbox"/> 22" (SOBH22) |                                       | ◀ 22" est la hauteur du dossier minimum avec un dossier inclinable.                         |

▼ COUSSIN D'ASSISE

► CG Air - Coussin d'air thérapeutique

|  |   |       |
|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> 1 Valve, largeur de 15" à 24"   | Hauteur des cellules: <input type="checkbox"/> 2"<br><input type="checkbox"/> 3"<br><input type="checkbox"/> 4"   |       |
| <input type="checkbox"/> Coussin sur mesure - Veuillez vous référer au formulaire de commande CG Air |   |       |
| <input type="checkbox"/> CGA1V2SCxxxx-x  | CG Air Mono Compartiment (Inclus Deux (2) Housses Standard)   | \$395 |
| <input type="checkbox"/> CGA1V23Dxxxx-x  | CG Air Mono Compartiment (Inclus Deux (2) Housses en filet 3D)  | \$445 |
| <input type="checkbox"/> CGA1V2ICxxxx-x  | CG Air Mono Compartiment (Inclus Deux (2) Housses pour Incontinence)<br>▲ La taille réelle du coussin est disponible seulement en mesure paire pour la largeur et la profondeur | \$445 |

► Coussin NXT BIO-FIT

|                                    |   |       |
|------------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT (Largeur de 15" à 20")  | \$400 |
| <input type="checkbox"/> NXTBIOFIT | Coussin NXT BIO FIT (Largeur de 21" à 24")<br>▲ La taille réelle du coussin est disponible seulement en mesure paire pour la largeur et la profondeur | \$550 |

► Coussin standard profilé

|                                       |  |       |
|---------------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> SCPSC        | Coussin d'assise standard profilé - Largeur de 15" à 20", avec profondeur maximum de 22"   | \$225 |
| <input type="checkbox"/> SCPSC/CUSTOM | Coussin d'assise profilé Largeur: _____ Profondeur: _____<br>▲ La taille réelle du coussin est disponible seulement en mesure paire pour la largeur et la profondeur | \$490 |

▼ **APPUI-BRAS TYPE "I" ESCAMOTABLE A 5°, AJUSTABLE EN ANGLE ET EN HAUTEUR - Pour dossier fixe**

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| <input type="checkbox"/> SOAFBFLH | Pleine Longueur Côté Gauche - Ajustable en hauteur de 7" à 15" avec incrementation de 1" | S/F |
| <input type="checkbox"/> SOAFBFRH | Pleine Longueur Côté Droit - Ajustable en hauteur de 7" à 15" avec incrementation de 1"  | S/F |
| <input type="checkbox"/> SOAFBDLH | Longueur Bureau Côté Gauche - Ajustable en hauteur de 7" à 15" avec incrementation de 1" | S/F |
| <input type="checkbox"/> SOAFBDRH | Longueur Bureau Côté Droit - Ajustable en hauteur de 7" à 15" avec incrementation de 1"  | S/F |

▼ **APPUI-BRAS TYPE "U" ESCAMOTABLE, AJUSTABLE EN HAUTEUR AVEC APPUI-TRANSFER - Pour dossier fixe**

|                                   |   |      |
|-----------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> SOADPPLH | Pédiatrique Côté Gauche - Ajustable en hauteur de 7 ¼" à 10 ¼" avec incrementation de ½"      | \$80 |
| <input type="checkbox"/> SOADPPRH | Pédiatrique Côté Droit - Ajustable en hauteur de 7 ¼" à 10 ¼" avec incrementation de ½"       | \$80 |
| <input type="checkbox"/> SOADPFLH | Pleine Longueur Côté Gauche - Ajustable en hauteur de 10 ¼" à 15 ¼" avec incrementation de ½" | \$80 |
| <input type="checkbox"/> SOADPFRH | Pleine Longueur Côté Droit - Ajustable en hauteur de 10 ¼" à 15 ¼" avec incrementation de ½"  | \$80 |
| <input type="checkbox"/> SOADPDH  | Longueur Bureau Côté Gauche - Ajustable en hauteur de 10 ¼" à 15 ¼" avec incrementation de ½" | \$80 |
| <input type="checkbox"/> SOADPRH  | Longueur Bureau Côté Droit - Ajustable en hauteur de 10 ¼" à 15 ¼" avec incrementation de ½"  | \$80 |

▼ **APPUI-BRAS TYPE "I" ESCAMOTABLE, AJUSTABLE EN ANGLE ET EN HAUTEUR - Pour dossier inclinable**

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| <input type="checkbox"/> SOANIFLH | Pleine Longueur Côté Gauche - Ajustable en hauteur de 10 ½" to 14" avec incrementation de ½" | S/F |
| <input type="checkbox"/> SOANIFRH | Pleine Longueur Côté Droit - Ajustable en hauteur de 10 ½" to 14" avec incrementation de ½"  | S/F |
| <input type="checkbox"/> SOANIDLH | Longueur Bureau Côté Gauche - Ajustable en hauteur de 10 ½" to 14" avec incrementation de ½" | S/F |
| <input type="checkbox"/> SOANIDRH | Longueur Bureau Côté Droit - Ajustable en hauteur de 10 ½" to 14" avec incrementation de ½"  | S/F |

▼ **AJUSTEMENT DE HAUTEUR DES APPUI-BRAS**

Veillez ajuster la hauteur des appui-bras à: \_\_\_\_\_ "

▲ La hauteur est prise de la plaque d'assise au dessus de la graniture de confort. Ceci est non necessaire pour l'appui-bras de type "U".

▼ **GARNITURES DE CONFORT**

► **Choix pour garniture de foam standard**

|                                 |   |   |     |
|---------------------------------|---|---|-----|
| <input type="checkbox"/> SOWAPD | Profilé Longueur Bureau (10")   | Choisir le côté: <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | STD |
|                                 | ▲ La garniture de confort profilé peut entrer en interference avec le dossier lorsque relevé. |   |     |
| <input type="checkbox"/> SOWAPP | Profilé Pleine Longueur (14")   | Choisir le côté: <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | STD |
|                                 | ▲ La garniture de confort profilé peut entrer en interference avec le dossier lorsque relevé. |   |     |

► **Choix pour garniture Hybride de Gel et Foam**

|                                  |   |   |      |
|----------------------------------|---|---|------|
| <input type="checkbox"/> SOGELD  | Longueur Bureau (10")   | Choisir le côté: <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | \$29 |
| <input type="checkbox"/> SOGELF  | Pleine Longueur (14")   | Choisir le côté: <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | \$29 |
| <input type="checkbox"/> SOWGELD | Profilé Longueur Bureau (10")   | Choisir le côté: <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | \$50 |
|                                  | ▲ La garniture de confort profilé peut entrer en interference avec le dossier lorsque relevé. |   |      |
| <input type="checkbox"/> SOWGELF | Profilé Pleine Longueur (14")   | Choisir le côté: <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | \$50 |
|                                  | ▲ La garniture de confort profilé peut entrer en interference avec le dossier lorsque relevé. |   |      |

► **Choix pour garniture spécialisé**

|                                |  |   |      |
|--------------------------------|--|---|------|
| <input type="checkbox"/> SOCAR | Creux Monobloc avec repose main (18" x 4 ½")                                 | Choisir le côté: <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit | \$65 |
|                                | ▲ La garniture de confort monobloc peut empecher l'appui-bras d'etre relevé. |   |      |

## ▼ APPUI-PIEDS

|                                 |  |         |
|---------------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> SOPAAF | Appui-pieds Pédiatriques Escamotables<br>▲ Les angles 70°, 80° et 90° pourraient ne pas être disponible selon la configuration.<br>Ajusté à: <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70° <input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> 90°<br>Sélectionner la plage d'ajustement: <input type="checkbox"/> SOFLP5 (5 ½" - 7 ½")<br><input type="checkbox"/> SOFLP8 (8 ½" - 10 ½")<br><input type="checkbox"/> SOFLP10 (10 ½" - 15 ½")  | \$160   |
| <input type="checkbox"/> SOSAAF | Appui-pieds Adultes Escamotables<br>▲ Cette option n'est pas disponible avec l'assise pédiatrique.<br>Ajusté à: <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70°<br>Sélectionner la plage d'ajustement: <input type="checkbox"/> SOFLA10 (10 ½" - 15 ½")<br><input type="checkbox"/> SOFLA14 (14 ½" - 19 ½")  | \$160   |
| <input type="checkbox"/> SOAAF  | Appui-pieds Adultes Renforcées Escamotables<br>▲ Cette option n'est pas disponible avec l'assise pédiatrique.<br>Ajusté à: <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 70°<br>Sélectionner la plage d'ajustement: <input type="checkbox"/> SOFLHD12 (12 ½" - 15 ½")<br><input type="checkbox"/> SOFLHD14 (14 ½" - 19 ½")   | \$200   |
| <input type="checkbox"/> ADDPL  | Appui-jambes Elevateurs et Articulés Motorisés<br>▲ Cette option n'est pas disponible avec l'assise pédiatrique. Cette option inclut des appui-mollets. L'activation individuelle compte pour 2 options motorisés. L'activation combinée compte pour 1 option motorisé.<br>Sélectionner l'activation: <input type="checkbox"/> Individuelle<br><input type="checkbox"/> Combinée<br>Sélectionner la plage d'ajustement: <input type="checkbox"/> SOFLPW12 (12 ½" - 15 ½")<br><input type="checkbox"/> SOFLPW14 (14 ½" - 19 ½") | \$1,295 |

## ▼ PALETTES ET ACCESSOIRES

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> SOSFAF | Palettes Rabattables Standard   | STD  |
| <input type="checkbox"/> SOAFP  | Palettes Rabattables Ajustables en Angle                              | \$75 |
| <input type="checkbox"/> SOAHL  | Talonières en Nylon Souple Ajustables (paire)                         | S/F  |
| <input type="checkbox"/> SOACPF | Appui-Mollets Ajustables pour Appui-Pieds Adultes Renforcées - Chaque | \$30 |

## ▼ AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DE L'APPUI-PIED A L'USINE

Ajuster les appui-pieds à: \_\_\_\_\_ "

▲ La mesure de l'ajustement est prise du dessus de la plaque d'assise au dessus de la palette d'appui-pied.

## ▼ APPUI-PIED CENTRALE

|  |  |         |
|--|--|---------|
| <input type="checkbox"/> SOAAF90               | Appui-Pied Central fixe à 90° - Ajustable de 95° à 70°<br>▲ Avec la sélection des palettes ajustables en angle, la monture offre également un ajustement individuel en hauteur.<br>Sélectionner la plage d'ajustement: <input type="checkbox"/> SOFBA12 (12 ½" - 16 ½")<br><input type="checkbox"/> SOFBA16 (16 ½" - 19 ½")  | \$120   |
| <input type="checkbox"/> ADDPF <b>NOUVEAU!</b> | Appui-jambes Central Élévateur et Compensateur Motorisé<br>▲ Cette option inclut des appui-mollets. L'activation compte pour 1 option motorisé. SVP sélectionnez soit la plateforme centrale escamotable (SOFUFP) ou les palettes individuelles (SOAFPFB). Cette option n'est pas compatible avec les fauteuils à tractions suivants: Invacare Storm ou l'Orthofab Oasis 2<br>Sélectionner la plage d'ajustement: <input type="checkbox"/> SOFBPW12 (10 ½" - 16")<br><input type="checkbox"/> SOFBPW16 (16" - 20") | \$1,295 |

## ▼ PLATEFORME CENTRAL ET ACCESSOIRES

|                                  |  |      |
|----------------------------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> SOFUF   | Plateforme Centrale Escamotable  | \$50 |
| <input type="checkbox"/> SOAFPFB | Palettes Individuelles Rabattables et Ajustable en Angle sur Monture Centrale - Chaque | \$38 |
| <input type="checkbox"/> SOACPCM | Appui-Mollets Ajustables pour Appui-Pieds Centrale Fixe - Chaque                       | \$30 |

## ▼ AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DE L'APPUI-PIED CENTRALE A L'USINE

Ajuster l'appui-pieds centrale à: \_\_\_\_\_ "

▲ La mesure de l'ajustement est prise du dessus de la plaque d'assise au dessus de la palette d'appui-pied centrale.

## ▼ SANGLES DE POSITIONNEMENTS

|                          |                 |  |       |
|--------------------------|-----------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SOAUTO</b>   | Sangle de Positionnement style voiture de 55"  | STD   |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOAUTO80</b> | Sangle de Positionnement style voiture de 80"  | \$37  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOBPHP2C</b> | Sangle de Positionnement Rembourré Bodypoint (2 point d'encrage, Ajustement au centre) | \$80  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOBPCS</b>   | Sangle de Positionnement Thoracique Rembourré Bodypoint                                | \$115 |

## ▼ APPUI-TÊTE

▼ Veuillez choisir un coussin d'appui-tête ainsi que la monture et le type d'installation.

|                          |                |   |       |
|--------------------------|----------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SONUAHR</b> | Utilisation d'une monture autre que celle d'Amylior. Spécifier: _____ |       |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOFHRS</b>  | Appui-Tête Coussiné - Petit 4" x 9"                                   | \$95  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOFHRM</b>  | Appui-Tête Coussiné - Medium 5" x 10"                                 | \$95  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOFHRL</b>  | Appui-Tête Coussiné - Large 6" x 11"                                  | \$95  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOMAH</b>   | Monture Multi-axes  | \$100 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOHRBC</b>  | Monture pour Installation sur Coussin de Dossier                      | S/F   |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOHRPR</b>  | Monture pour Installation sur Chassis du Dossier Inclinable           | S/F   |

## ▼ APPUI-THORACIQUES

▼ Veuillez choisir un coussin d'appui-thoracique ainsi que la monture.

|                          |               |   |      |
|--------------------------|---------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SOSLS3</b> | Coussin Rigide Courbe - Petit Chaque - 3" x 5"                | \$50 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOSLM4</b> | Coussin Rigide Courbe - Medium Chaque - 4" x 6"               | \$50 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOSLL5</b> | Coussin Rigide Courbe - Large Chaque - 5" x 7"                | \$50 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOSLHM</b> | Support d'Appui-Thoracique Adjustable et Escamotable - Chaque | \$63 |

▲ L'option des appui-Thoraciques n'est pas compatible avec le dossier NXT Optima Deep, Hauteur Fixe avec Contour Thoracique (NOPCB)

## ▼ HIP & THIGH SUPPORTS

▼ Veuillez choisir un coussin d'appui-cuisse ainsi que la monture.

|                          |                 |   |       |
|--------------------------|-----------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SOHTSS10</b> | Coussin d'Appui-Cuisse - Petit 10" x 4"                 | \$55  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOHTSM12</b> | Coussin d'Appui-Cuisse - Medium 12" x 5"                | \$55  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOHTSL14</b> | Coussin d'Appui-Cuisse - Large 14" x 6"                 | \$55  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOHTSARH</b> | Support d'Appui-Cuisse Adjustable et Enlevable - Chaque | \$105 |

## ▼ ACCESSOIRES

|                          |              |  |       |
|--------------------------|--------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SOCH</b>  | Porte-Gobelet Auto-Nivelant                                | \$43  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOPH</b>  | Support pour Téléphone Mobile Ram Mounts X-Grip            | \$74  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOTHS</b> | Support pour Tablette Numerique 7" a 8" Ram Mounts X-Grip  | \$85  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOTHL</b> | Support pour Tablette Numerique 9" a 10" Ram Mounts X-Grip | \$128 |

## ▼ SAC A DOS ET POCHE POUR ACCESSOIRES

|                          |             |   |      |
|--------------------------|-------------|---|------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SOBP</b> | Sac a Dos - avec sangles pour fixer au cannes de dossier  | \$43 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SOAP</b> | Pochette pour Accessoires - avec sangles pour fixer sur les appui-bras - Choix: <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite | \$30 |

▲ Si vous choisissez qu'un (1) seul côté, SVP indiquer quel côté vous préférez avoir l'installation

## ▼ INTERRUPTEURS OPTIONNELS

|                          |             |                             |      |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SSBS</b> | Interrupteur bouton "Buddy" | \$68 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SSES</b> | Interrupteur bouton Oeuf    | \$44 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SSML</b> | Interrupteur Ultra Sensible | \$71 |

## ▼ SECTION SUR MESURE (CUSTOM)

▲ Le délai de livraison pourrait changer selon les options sélectionnées ainsi que les commandes déjà dans le carnet de commande au moment de la réception de votre bon de commande.

▲ Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour les détails et options possibles.

## ▼ SUPPORT DE BOMBONNE A OXYGÈNE

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/> <b>SUPOXY</b>  | Support de bombonne a Oxygène Non-Articulé                                     | \$250 |
|   | ▲ Cette option n'est pas disponible avec une bascule ou dossier inclinable.    |       |
| <input type="checkbox"/> <b>SUPOXYA</b> | Support de bombonne a Oxygène Articulé   | \$725 |
|   | ▲ Cette option est nécessaire avec une bascule ou dossier inclinable.          |       |
|   | <input type="checkbox"/> <b>Bombonne style D (Hauteur 22" x Diamètre 4.3")</b> |       |
|   | <input type="checkbox"/> <b>Bombonne style E (Hauteur 31" x Diamètre 4.3")</b> |       |
|   | <input type="checkbox"/> <b>MLH</b> Installer à gauche                         |       |
|   | <input type="checkbox"/> <b>MRH</b> Installer à droite                         |       |

## ▼ SUPPORT DE VENTILATEUR ET RESPIRATEUR

▲ Amylior ne fournit pas la batterie, chargeur et câblage pour l'alimentation du ventilateur.

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| <input type="checkbox"/> <b>SOVENT-RAMQ</b> | Support de Ventilateur Articulé   | \$1,695 |
|   | Spécifier le modèle du ventilateur: _____   |         |
|   | <input type="checkbox"/> <b>Le ventilateur utilise une batterie externe de type U1.</b>     |         |
|   | <input type="checkbox"/> <b>Le ventilateur utilise une batterie externe de type GP22NF.</b> |         |
|   | <input type="checkbox"/> <b>Le ventilateur utilise une batterie externe de type GP24.</b>   |         |
|   | <input type="checkbox"/> <b>Le ventilateur utilise une batterie externe de type GP34.</b>   |         |

## ▼ SECTION SUR MESURE (CUSTOM) - Suite

▲ Le délai de livraison pourrait changer selon les options sélectionnées ainsi que les commandes déjà dans le carnet de commande au moment de la réception de votre bon de commande.

▲ Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour les détails et options possibles.

### ► OPTIONS SUR MESURE - Disponible sur fauteuils Quickie 323 et 747 seulement. Veuillez communiquer avec Amylior pour une soumission

▲ Veuillez donner les détails et spécifications selon les options voulus.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b> | Verticalisateur Motorisé                                    |  |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b> | Système de positionnement en latitude vers le sol à l'avant |  |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b> | Civière   |  |

### ► AUTRES OPTIONS SUR MESURE - Veuillez communiquer avec Amylior pour une soumission

▲ Veuillez donner les détails et spécifications selon les options voulus.

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b>     | Bascule Antérieure  | \$1,695 |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b>     | Bascule latérale 15° <input type="checkbox"/> Soulève le côté Gauche <input type="checkbox"/> Soulève le côté Droit <input type="checkbox"/> Soulève les 2 côtés              |         |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b>     | Ancrage à 4 points pour transport du fauteuil   |         |
|  | ▲ Les ancrages ne sont pas approuvés pour le transport du fauteuil avec un utilisateur. Veuillez utiliser les ancrages pour le transport du fauteuil sans occupant seulement. |         |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b>     | Plateforme Centrale Pivotante Motorisé  |         |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b>     | Ajustement en profondeur des receptacles d'appui-pieds  |         |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b>     | Cannes de dossier endomorphiques (Paire) <input type="checkbox"/> 1" par côté = 2" total <input type="checkbox"/> 2" par côté = 4" total                                      |         |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM</b>     | Poignées de Transfert ajustable en hauteur  |         |
| <input type="checkbox"/> <b>CUSTOM # 1</b> | Autres options - Spécifiez dans la section de notes plus bas  |         |

## ▼ SPÉCIFICATION DE HAUTEUR SOL SIEGE HORS STANDARD

- |  |                                      |       |
|--|--------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> <b>SOMHSS</b> | Hauteur sol siege autre que standard | \$150 |
|  | Spécifiez à: _____ " (± ¼")          |       |

## ▼ NOTES SPÉCIALES ET AUTRES REQUÊTES



www.amylior.com / info@amylior.com / Phone: 1 450 424-7111 / Fax: 1 450 424-7211

(MKT.F45) Les Spécifications et les tarifs sont mentionnés à titre indicatif seulement et sont assujettis aux changements sans préavis.

Copyright © 2018, Amylior Inc. (Décembre 2018) SP202 - QUÉBEC (Rev.1)