

TECHNICAL DATA SHEET / FEUILLET DES DONNÉES TECHNIQUES

DISPOSABLE EAR LOOP MASK		MASQUE AVEC BOUCLES AURICULAIRES JETABLE	
ITEM # MASK-PERSO		NO. ARTICLE : MASK-PERSO	
Intended Use The disposable masks are intended to be worn by the public in a general environment, to block pollutants and bacteria exhaled or droplets sprayed from the mouth and nose.		Utilisation prévue Les masques jetables sont destinés à être portés par le public dans un environnement général pour bloquer les polluants et les bactéries exhalés ou les gouttelettes projetées par la bouche et le nez.	
CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES		SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS	
Description	Rectangular masks with a shapeable nosepiece and 2 elastic ear loops	Masque rectangulaire muni d'une barrette nasale ajustable et 2 boucles auriculaires extensibles	
Composition	Mask composition <i>Fabrication du masque</i>	Outer material <i>Couche extérieure</i>	Spunbond Polypropylene (SBPP) <i>Tissu de polypropylène filé-lié</i>
		Middle layer <i>Couche du milieu</i>	Meltblown Polypropylene (MBPP) <i>Fibres de polypropylène fondues-soufflées</i>
		Inner material <i>Couche intérieure</i>	Spunbond Polypropylene (SBPP) <i>Tissu de polypropylène filé-lié</i>
	Nosepiece composition <i>Fabrication de la barrette nasale</i>	Aluminum / Aluminium	
Elastic band composition <i>Fabrication des boucles auriculaires</i>	Knitted polyester / Tricot de polyester		
Color/couleur	Blue / Bleu		
Dimension	Size <i>Grandeur</i>	Length / <i>Longueur</i>	175 mm / 6.9"
		Width / <i>Largeur</i>	95 mm / 3.7"
	Length of ear loop <i>Longueur des boucles articulaires</i>		185 mm / 7.3"
	Pleat depth / <i>Profondeur du pli</i>		10 mm / 0.4"
Length of nosepiece <i>Longueur de la barrette nasale</i>		90 mm / 3.5"	
Packaging Emballage	Code	Masks per box <i>Masques par boîte</i>	Boxes per case <i>Boîtes par caisse</i>
	Mask-Perso	50	40
			Masks per case <i>Masques par caisse</i>
			2000
STANDARD GB/T 32610-2016			
Low Fluid Resistance <i>Basse résistance aux liquides</i>	Filtration Efficiency <i>Efficacité de filtration</i>	Breathability – Delta P <i>Respirabilité Delta P</i>	Flame Spread <i>Propagation de flamme</i>
N/A	N/A	N/A	N/A
Storage conditions <i>Entreposage</i>	Store under ambient temperature and dry conditions. Avoid excessive heat (over 40°C or 104°F)		Entreposer à température ambiante et dans un environnement sec. Éviter la chaleur excessive (plus de 40°C ou 104°F)