

Fauteuil de transport **CGT DE LUXE**

Afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, le **fauteuil de transport CGT DE LUXE** est équipé d'appuis-bras escamotables et détachables à double fonction : pleine longueur ou position bureau (pour s'approcher des tables). Les appui-pieds, également escamotables, sont ajustables en longueur.

De plus, les roues arrières de 305 mm (12 pouces) améliorent la mobilisation du fauteuil ainsi que la maîtrise d'obstacles et son dossier rabattable à dégageur rapide en facilite le rangement lors du transport.

Les freins dynamiques permettent de ralentir le fauteuil avant de l'immobiliser et le mécanisme de blocage des roues assure la sécurité de l'utilisateur lors des transferts.



Caractéristiques incluses:

- Freins dynamiques
- Roues arrières 305 mm (12 po)
- Dossier rabattable à dégageur rapide
- Mécanisme de blocage des roues
- Appui-pieds escamotables et ajustables en longueur
- Appui-bras escamotables, détachables et à double fonction (pleine longueur et mode bureau)

| MODÈLE | LARGEUR | POIDS | CAPACITÉ DE POIDS |
|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| TC1217DLX | 430 mm (17 po) | 13 kg (28 lb) | 129 kg (285 lb) |
| TC1219DLX | 485 mm (19 po) | 14 kg (30 lb) | 129 kg (285 lb) |
| TC1222DLX | 560 mm (22 po) | 15 kg (32 lb) | 181 kg (400 lb) |

Options :

- Largeur de 430 mm, 485 mm ou 560 mm (17 po, 19 po ou 22 po)
- Bourgogne ou bleu

GARANTIE LIMITÉE

5 ans : châssis

1 an : toutes autres composantes