

Fauteuil de transport **CGT STANDARD**

Le modèle standard du **fauteuil de transport CGT** a été conçu afin d'assurer le confort, la tranquillité d'esprit et la sécurité de l'utilisateur.

Fabriqué à partir de matériaux de qualité et visant toujours le bien-être de l'utilisateur, le **fauteuil de transport CGT** est équipé d'appuis-bras pleine longueur ainsi que d'appui-pieds escamotables et ajustables en longueur.

Sa construction en aluminium et son dossier rabattable à dégagement rapide facilitent grandement le rangement lors du transport.

De plus, le mécanisme de blocage des roues du fauteuil assure la sécurité de l'utilisateur lors des transferts.



Caractéristiques incluses:

- Appuis-bras pleine longueur fixes
- Dossier rabattable à dégagement rapide
- Appui-pieds escamotables et ajustables en longueur
- 4 Roues de 205 mm (8 po)
- Mécanisme de blocage de roues

Options disponibles:

- Largeur de 430 mm ou 485 mm (17 po ou 19 po)
- Bourgogne ou bleu

MODÈLE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ DE POIDS
TC817S	430 mm (17 po)	9 kg (20 lb)	129 kg (285 lb)
TC819S	485 mm (19 po)	10 kg (22 lb)	129 kg (285 lb)

GARANTIE LIMITÉE

5 ans : châssis

1 an : toutes autres composantes